



Onli

Simply discreta



Las enfermeras desempeñan un papel fundamental en el manejo y el seguimiento del paciente.

En el sondeo femenino, la educación y el enfoque profesional de la enfermera son esenciales.



El 90% de los profesionales estuvo de acuerdo en que la facilidad de uso, así como el adiestramiento proporcionado, podría facilitar la adherencia del paciente a un plan de tratamiento con cateterismo intermitente¹.

En el sondeo intermitente, la **formación impartida por las enfermeras y la información** que reciben los pacientes son los criterios más valorados a la hora de elegir un catéter para el autosondeo intermitente, seguido del **confort y la facilidad de uso**².

¿Qué sienten las pacientes en el sondaje femenino?



La pérdida de la función vesical puede tener un efecto devastador en las mujeres. Dejar de sentirse femeninas³, miedo, inseguridad, vergüenza o los sentimientos de pérdida y duelo⁴ son las respuestas emocionales habituales.

¿Qué valoran las pacientes en el sondaje femenino?

Adiestramiento

La enfermera

Esencial en el **aprendizaje** del autosondaje⁵.



Dedicación

Una **atención individualizada** es determinante en el proceso de entrenamiento y formación, y sumamente valorada por los pacientes⁵.



La empatía

La **forma de recibir la información** es importante³.



Onli

Facilidad de uso

El 90% de los pacientes destacan tanto la facilidad de inserción como de retirada del catéter¹.

Uno de los criterios más importante en la elección de la sonda es la facilidad y comodidad de uso².



Discreción y seguridad

El 88% de las mujeres considera importante la longitud de la sonda². Tanto el envase como la longitud de Onli están diseñados para favorecer un sondaje seguro y discreto¹.



Onli

Una sonda diseñada para la mujer¹



Onli es fácil de abrir y usar

El envase se abre con facilidad, incluso para aquellos con poca destreza manual. Cuenta con una cómoda banda desplegable con orificio de apertura y no requiere romper una bolsa de líquido o añadir agua para su activación.



Onli está lista para usar

El 100% de los profesionales consideran importante que Onli esté "lista para usar" sin necesidad de añadir agua o romper una bolsa interior.



Onli es simplemente discreta

El envase y la longitud, de solo 17 cm, están diseñados para favorecer la discreción y portabilidad.



Onli reduce el riesgo de contaminación bacteriana⁶

Gracias a su tubo más corto para la mujer, sus consistencia y la longitud de la vía de drenaje que se puede pinzar permitiendo un mayor control durante el sondaje y del flujo de la orina⁷.



Onli es limpia

Una sonda que no mancha los tejidos más comunes como el vaquero, el lino y el poliéster⁸.



MAYOR
FACILIDAD
DE USO



MÁS
RAPIDEZ EN EL
ADIESTRAMIENTO



MAYOR
ADHERENCIA



MEJOR
CALIDAD
DE VIDA



Comparte la experiencia **Onli**[™]

 **Hollister**



Onli

Una elección profesional

El papel de las **enfermeras especialistas en continencia** es **fundamental** para anticipar o reducir las reacciones emocionales frente al sondaje, **reforzar la seguridad** del paciente a través del adiestramiento y favorecer la **adherencia**³.

Los dos principales criterios en la elección de una sonda²

44%

El 44 % de los pacientes

considera que la educación para el autosondaje impartido por sus enfermeras es el factor más importante para elegir un catéter de sondaje intermitente.

32%

Para el 32 %

lo fundamental es el confort y la facilidad de uso.




Comparte la experiencia **Onli**[™]

 **Hollister**

Onli

Sencilla y lista para usar



	Medida	Código Nacional	Referencia
 Femenina 	● 8 Ch - 17 cm	499806	82081
	● 10 Ch - 17 cm	499772	82101
	○ 12 Ch - 17 cm	499814	82121
	● 14 Ch - 17 cm	499798	82141
 Masculina 	● 8 Ch - 40 cm	499764	82084
	● 10 Ch - 40 cm	499723	82104
	○ 12 Ch - 40 cm	400025	82124
	● 14 Ch - 40 cm	499749	82144
	● 16 Ch - 40 cm	499756	82164
	● 18 Ch - 40 cm	187977	82184*

Productos financiados por el SNS, excepto (*)
Caja con 25 unidades.

DESCRIPCIÓN:

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se introduce por la uretra en pacientes que necesiten eliminar la orina de la vejiga.

- Lista para usar; sonda intermitente de un solo uso.
- Sonda con recubrimiento hidrofílico sin ftalatos.
- 2 orificios de drenaje suaves.
- Vía de drenaje con código de color.
- Fiador, en la sonda de 40 cm, para una mejor inserción y como ayuda en la técnica de introducción no tocar.
- No contiene látex de caucho natural.

ADVERTENCIA:

- **Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto.**
- En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpa inmediatamente el uso del producto y consulte a su profesional de la salud.

PRECAUCIÓN: Si se presenta alguna de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:

- Uretra seccionada • Sangrado uretral de origen desconocido • Estrechamiento uretral pronunciado • Falsa vía uretral • Uretritis -inflamación de la uretra • Prostatitis - inflamación de la próstata • Epididimitis -inflamación del epidídimo [tubo testicular].
- La técnica de autosondaje debe realizarse siguiendo las pautas y recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo con las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de sondajes varía en función de la persona, debería ser un profesional sanitario quien determine su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su sondaje, por favor, contacte con su profesional de la salud.

NOTA: Almacene las cajas en posición horizontal según indican las flechas de la caja y a temperatura ambiente entre 15 y 30°.

No exponer a luz directa o fuentes de calor (radiadores, etc).

Este producto consta de un fiador termoplástico (únicamente para la sonda de 40 cm), vía de drenaje de polivinilcloruro y tubo sin ftalatos.

REFERENCIAS:

1. Barbara Kearns, Antonio Montoto-Marqués, Beatriz Saavedra-Illobre y Cruz Almuíña-Díaz. Evaluación del producto catéter intermitente hidrofílico listo para usar Onli™ de Hollister y adherencia a un plan de tratamiento usando este catéter. Arch. Esp. Urol. 2020; 73 (2): 107-112.
2. Hentzen C, Turmel N, Chesnel C, et al. What criteria affect a patient's choice of catheter for self-catheterization? Neurourology and Urodynamics. 2020;39:412-419.
3. Ramm D. y Kane R. Estudio cualitativo en el que se exploran las respuestas emocionales de pacientes de sexo femenino durante el autosondaje limpio intermitente. The Journal of Clinical Nursing, 2011, Vol. 20, 3152-3162.
4. Mapa de empatía- mujer con SVI- Proyecto Sí. 2017.
5. Clean Intermittent Self-Catherization as Treatment Modality for Urinary Retention: Perceptions of Urologists. Int Neurouro J. Volume 21 (3); 2017.
6. Vahr S, Cobussen-Boekhorst H, Eikenboom J et al. European Association of Urology Nurses. Evidence-based guidelines for best practice in urological healthcare. Catheterisation: urethral intermitten in adults. 2013.
7. Data on File. Hollister Incorporated. 2019.
8. Data on file. Analysis of potential loose liquid to stain clothing for Onli and competitor products. Hollister. 2015.